



Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/ 86, Předměstí,
746 01 Opava
IČO: 47813750



PODMÍNKY PRO PŘÍJEM MATERIÁLU NA CS

Centrální sterilizace Slezská nemocnice v Opavě

NÁSTROJE A POMŮCKY URČENÉ KE STERILIZACI MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY:

- A. Dekontaminaci dezinfekčním roztokem s virucidním účinkem.
- B. Musí být čisté, mechanicky umyté kartáčkem, nebo jinými čisticími prostředky, nestačí oplach pod vodou.
- C. Řádně vysušené.
- D. Není možné dávat dohromady materiál určený ke sterilizaci (dekontaminovaný) s materiálem určeným k mytí v myčce. Materiál musí být vždy rozdělen.
- E. Materiál určený k mytí musí být uložen odděleně od materiálu k sterilizaci.
Ten není čistý (proto se posílá na CS k mytí v myčce, ne k ručnímu mytí), materiál musí být snášlivý k parametrům v automatické myčce (teplota, desinfekční roztok).
Může, ale nemusí být dekontaminovaný (po domluvě s CS).

K materiálu musí být přiložená žádanka, která obsahuje potřebné údaje pro CS:

- 1. Zákazník/oddělení.
- 2. Datum vypsání žádanky.
- 3. Dekontaminace, zda byla provedena, popřípadě je možné použít dopsat dekontaminační roztok.
- 4. Jméno pracovníka, který žádanku vyplnil.
- 5. Poznámky zákazníka.
- 6. Materiál: počet a druh materiálu.
- 7. Druh sterilizace, jestliže jde o termolabilní materiál (nemáme k dispozici materiálovou snášlivost všech pomůcek, tudíž zákazník rozhoduje na základě návodu k použití, jak pomůcku sterilizovat). Popřípadě se domluví se staniční sestrou CS o možnosti sterilizace.
- 8. Počet sterilizačních obalů, od toho se odvíjí expirace.
Na jednotlivých pracovištích může kompetentní zdravotnický pracovník doplnit datum expirace dle způsobu uložení, materiál uložen v chráněném obalu (kazeta, skříň, která není k dennímu užívání - opakovaně otevírána).
- 9. Dolní část žádanky vyplňuje pracovník Centrální sterilizace.